

Glucolog

*Software for glucose
data management*



Gebruikershandleiding

 **A.MENARINI**
diagnostics



Index

Basisrichtlijnen.....	2
Menuknoppen.....	3
Home Page.....	5
Overzetten gegevens.....	7
Afdrukken.....	7
Importeren / Exporteren.....	7
Toevoegen Patiënt.....	8
Functies.....	11
Patiënt.....	13
Bloedglucose.....	14
Resultatenlijst.....	14
Resultatendagboek.....	16
Kwaliteitscontrole.....	17
Report.....	19
Lijndiagram.....	19
Voorbeeld daggrafiek.....	21
Staafdiagram.....	23
Andere analyses.....	24
Configuratie.....	25
Analyses.....	25
Patiënt.....	28
Tijdelijke Identificering.....	30
Systeem.....	32
Afdrukken.....	34

Basisrichtlijnen

Gebruik van de muis

Klik op de linker muisknop om toegang te krijgen tot de gewenste procedure.

Verplaatsing binnen de vensters

Wanneer u binnen een venster zit, gebruikt u de tabtoets om naar een volgend veld te gaan. Door tegelijkertijd op shift + tab te drukken keert u terug naar het vorige veld. U kunt ook de muis gebruiken om rechtstreeks naar het gewenste veld te gaan (klik op de linker muistoets).


Data


In velden met data erin kunt u de datum in elk gewenst formaat invoegen. Elke scheiding tussen dag – maand – jaar is toegestaan, ook een spatie. Bijvoorbeeld 01/01/2008 kunt u schrijven op één van de volgende manieren: 1-1-8; 1.1.8; 1/1/8; 1\1\8; 1 1 8.


Menuknoppen


Hieronder worden de belangrijkste menuknoppen van het programma toegelicht.

Binnen de applicatie treft u vele menuknoppen aan. Het gebruik ervan wordt weergegeven met een korte beschrijving zodra u de muis boven een knop houdt.

 Aan het begin van elke regel van een informatielijst; u kunt er een regel mee selecteren en hem een onderscheidende kleur geven (groen, rood, blauw)


 Aan het eind van elke regel van een informatielijst; als die regel geselecteerd is kunt u andere informatie raadplegen die gerelateerd is aan de info in die regel.


 Hiermee kunt u nieuwe informatie invoegen. Bijvoorbeeld in een 'Resultatenlijst' kunt u de informatie invoegen over een nieuw uitgelezen bloedglucosewaarde.

 Hiermee kunt u alle informatie wissen binnen de geselecteerde regel.

 Hiermee kunt u alle informatie wissen binnen een lijst.


 Aan het eind van elke regel van een informatielijst; hiermee kunt u gegevens binnen die regel wijzigen.


 Hiermee kunt u de zojuist aangebrachte wijzigingen bevestigen.


 Hiermee kunt u de huidige actie annuleren; eventueel kunt u daarbij zojuist ingevoerde of gewijzigde informatie verliezen.


 Hiermee kunt u de grafiek in beeld brengen van de gegevens binnen de functie waar u op dat moment in zit.

 Exporteert de resultaten in csv formaat.

 Hiermee kunt u de informatie afdrukken binnen de functie waar u op dat moment in zit.

 Hiermee kunt u de informatie afdrukken binnen de functie waar u op dat moment in zit.

 Binnen de configuratieapplicatie, kunt u hiermee een nieuwe informatie invoeren.

 Binnen de pagina's voor de handling van patiëntgegevens, kunt u hiermee nieuwe informatie invoegen over de insulinebehandeling en de periodes waarin de dag van de Patiënt is ingedeeld.

 Hiermee kunt u alle persoonlijke en klinische gegevens invoegen van een nieuwe Patiënt.

 Hiermee kunt u Patiëntgegevens wijzigen.



Hiermee bevestigt u de invoer of wijziging van Patiëntgegevens.



Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat met de hand is ingevoerd.



Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat eerst door het instrument is gelezen, en vervolgens één of meerdere malen met de hand is gewijzigd. Indien geselecteerd kunt u hiermee de oorspronkelijke waarde terughalen.




Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een Dialogue-file.



Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een MenaDiab-file.



Hiermee kunt u grafieken vergelijken met bloedglucoseresultaten uit twee verschillende periodes.



Hiermee kunt u de punten op de grafiek met bloedglucoseresultaten met elkaar verbinden in een stippellijn.



Hiermee komt u in een kalenderfunctie.



Hiermee kunt u de inhoud van een pdf-file weergeven.



Binnen een filter, kunt u hiermee de informatielijst verkrijgen die overeenkomt met de specificaties van de filter.



Geeft met een lijst aan waar de fouten zitten die zijn ontstaan bij het invoeren van nieuwe informatie.



Importeert een xml-file uit een GlucoDay-instrument.



Exporteert de bloedglucosegegevens naar een xml-file.



Hiermee start u de procedure op van het importeren van bloedglucoseresultaten uit het instrument (meetapparaat) dat op de PC is aangesloten.



Importeert de bloedglucoseresultaten uit een file.



Exporteert de bloedglucoseresultaten naar een file.



Indien de gebruikte browser het niet toestaat, kunt u hiermee toch de client downloaden om te kunnen printen en gegevens uit de glucometers binnen te halen.

Home Page

De informatie op de home page betreft de Patiënt wiens naam is geselecteerd en af te lezen is in het bovenste deel van de pagina van de applicatie zelf.



De pagina is in drie zones opgedeeld.


Dagboek


In het linker deel van de pagina is een dagboek weergegeven waarin de bloedglucoseresultaten staan van de 30 dagen voorafgaand aan het laatst verkregen resultaat.


In rood zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde hoger is dan het hoge niveau; in blauw zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde lager is dan het lage niveau. In wit zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde ligt tussen het lage en het hoge niveau.

Naast ieder resultaat kan een van de volgende knoppen staan:

 geeft aan dat het resultaat met de hand is ingevoerd


 geeft aan dat het resultaat gelezen is door een instrument en vervolgens met de hand is gewijzigd

 geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een TXT file dat door de Dialogue software gegenereerd is

 geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een AMD file

Grafiek met resultaten

Het deel rechtsboven in de pagina geeft een grafiek weer waarin de bloedglucoseresultaten zijn weergegeven van de laatste twee weken of van de laatste maand voorafgaand aan het laatst verkregen resultaat.



Overzetten gegevens

In dit gedeelte zitten de gebruikerstools waarmee het mogelijk is:

- gegevens op te roepen (zie: Home Page - overzetten)
- het geïmporteerde te printen (zie: Home Page - afdrukken)
- resultaten te exporteren en te importeren in een file (zie: Home Page - importeren/exporteren)

Datum overzetting

GLUCOCARD G+ **Laatste uitlezing**



Niet gelezen



START

Afdrukken

Rapport

Sluit de meter aan op de juiste kabel naar de seriele poort van uw PC. Na aanzetten, druk De START knop.

print patientresultaten

Selecteer andere ▶
 **Importeren**
 **Export**

In het linkergedeelte verschijnt het plaatje en de naam van het laatste instrument waaruit de resultaten verkregen zijn. Meteen daaronder verschijnt 'selecteer volgende' gevolgd door de knop ▶. Door een van de twee te selecteren verandert het gedeelte van aanblik en komt de lijst met instrumenten op die met de Patiënt gekoppeld zijn. Deze lijst loopt naar rechts of naar links door op het rechter of linker pijltje te klikken.


Datum overzetting		
		
	Laatste gebruik:	
7071203	7071203	2334

Van elk instrument wordt informatie weergegeven zoals het serienummer en de laatste datum waarop gegevens zijn verkregen met dit instrument. Door op het plaatje of de tekst met de naam van het instrument te klikken, keert dit gedeelte van de pagina weer in zijn voorgaande aanblik terug behalve dat het plaatje en de naam van het zojuist gekozen instrument nu zijn weergegeven.

In ditzelfde gedeelte staat rechtsboven de datum en het uur van de laatste keer dat gegevens uit het eraast aangegeven instrument zijn verkregen.

Overzetten gegevens




Door op de menuknop  te klikken begint het instrument gegevens te verzamelen. Het systeem controleert of het instrument dat met de PC verbonden is hetzelfde is als links ervan is aangegeven: het type en het serienummer moeten overeenkomen. Zodra de controle voorbij is, begint het werkelijke overzetten van de gegevens. Hierbij komen in beeld het zoeken naar de seriële poort waarmee het instrument verbonden is en de voortgang van de download van de ontvangen resultaten.

Afdrukken

Elke gegevensverzameling die uit een instrument wordt geïmporteerd, kan ook afgedrukt worden. Als u niet wilt printen klikt u simpelweg op de flag 'Afdrukken' onder de import-knop.


In dit gedeelte van de pagina kunt u ook het hele bloedglucose dagboek printen van de geselecteerde Patiënt, door op de knop 'Report' daaronder te klikken.

Importeren / Exporteren

Door op de knop  te klikken kunt u de resultaten van de analyse exporteren.

Als u op de knop klikt komt er een pop-up op waarin u twee data kunt specificeren waarmee u de tijdsspanne aan kunt geven waaraan de geëxporteerde analyses moeten refereren.

Zodra u klikt op de knop  , zal de export beginnen.

Door op de knop  te klikken kunt u de resultaten van de analyse importeren.

Als u op de knop klikt komt er een pop-up op waarin u de file kunt kiezen waaruit de informatie moet worden verkregen. U moet hierbij aangeven of het een TXT file betreft van het nieuwe of het oude formaat. Bovendien kunt u twee data specificeren waarmee u de tijdsspanne aan kunt geven waaraan de geïmporteerde analyses moeten refereren.


Zodra u klikt op de knop  , zal de import beginnen.

Toevoegen Patiënt


Deze functie is toegankelijk vanuit de functie Patiënt. U kunt hier een nieuwe Patiënt registreren.

Een soortgelijke pagina wordt ook gebruikt om de gegevens van een eerder geregistreerde Patiënt te wijzigen: in dat geval zal daarop de informatie uit het systeem worden weergegeven en worden de glucometers bediend samen met de andere informatie.


De pagina is onderverdeeld in twee zone's: bovenaan een grijs gedeelte en onderaan een menugedeelte.



Door van een invoerveld naar het volgende in het menu te gaan, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen. Het onderste deel verandert daarbij van kleur in functie van het invoerveld dat u selecteert.

Wat u hebt ingevoerd wordt pas opgeslagen nadat u op de knop  klikt en wanneer er geen fouten zijn aangetroffen in de invoergegevens. Eventuele fouten worden op een lijst weergegeven in een venster bovenaan.

Door de positie van het foutmeldingsvenster kunt u zowel de lijst met fouten zien, als ook van een invoerveld naar het andere springen binnen het menu, of in de grijze balk werken om correcties aan te brengen.

Indien u een actie wilt annuleren klikt u op de knop .

In het grijze gedeelte van de pagina kunt u de belangrijkste Patiëntgegevens invoeren zoals naam, achternaam, geboortedatum, geslacht. Er zijn ook twee data die niet gewijzigd kunnen worden en die ingesteld staan volgens de huidige datum. Deze geven de datum aan waarop de Patiënt geregistreerd is en de laatste wijzigingsdatum. De registratiedatum verandert niet in de loop der tijd, maar de wijzigingsdatum verandert elke keer als een Patiëntgegeven gewijzigd wordt, en krijgt de waarde van de dag waarop de wijziging is aangebracht.

In dit gedeelte van de pagina bevindt zich ook de code (ID Patiënt) die met elke Patiënt wordt verbonden. Als deze informatie wordt ingegeven door het systeem, is hij niet wijzigbaar; maar hij kan ook ingevoerd zijn door de gebruiker. De modaliteit van invoering en het formaat van de code hangen af van wat er is ingesteld in configuratie – systeem – parameters.

In het onderste gedeelte van de pagina staat het menu. Via de invoervelden kunt u alle voor het systeem noodzakelijke Patiëntinformatie invoeren/wijzigen.

Persoonlijke gegevens

In dit hoofdstuk van het menu kunt u alle persoonsgegevens van de Patiënt managen, zoals adres, telefoonnummer etc.

Klinische gegevens

In dit hoofdstuk van het menu kunt u alle klinische gegevens van de Patiënt managen, zoals het type diabetes, diagnosedatum, de behandelend arts, hoog of laag niveau.

Persoonlijke gegevens **Klinische gegevens** Insuline therapie Periodes

Behandelend Arts

Diabetes **Type 1** Gediagnostiseerd op

Behandeling **Dieet**

Hoog Niveau mg/dl **Voor de maaltijd** mg/dl **Laag Niveau** mg/dl

HbA1c Streefwaarde % Gewicht (kilo's) Lengte (cm)

Commentaar



Insulinetherapie

Hiermee kunt u de insulinetherapie van de Patiënt specificeren voor 24 uur, of liever uur, type en hoeveelheid insuline.

Persoonlijke gegevens Klinische gegevens **Insuline therapie** Periodes

Type Insuline	Dosis	Tijd (HH:MM)
<input type="text" value="Glargine"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12:30"/>
<input type="text" value="NPH"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="18:00"/>

Met de knop  (bovenaan rechts) kunt u een nieuw voorschrift invoeren. Iedere regel van de lijst eindigt met de knop  waarmee het voorschrift gewist kan worden na bevestiging.

Periodes

De dag van een Patiënt wordt opgedeeld in uurzone's (periodes). Het systeem suggereert een standaard opdeling die, dankzij dit menu-veld, voor elke Patiënt afzonderlijk kan worden ingesteld.


Persoonlijke gegevens Klinische gegevens Insuline therapie **Periodes**

Start tijd	Eindtijd	Periode	Voor de maaltijd
<input type="text" value="01.00.00"/>	<input type="text" value="08.00.00"/>	<input type="text" value="Nuchter"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="08.00.00"/>	<input type="text" value="13.00.00"/>	<input type="text" value="Dichtend"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="13.00.00"/>	<input type="text" value="16.00.00"/>	<input type="text" value="Begin van de"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="16.00.00"/>	<input type="text" value="20.00.00"/>	<input type="text" value="Eind van de"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="20.00.00"/>	<input type="text" value="23.00.00"/>	<input type="text" value="Avond"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="23.00.00"/>	<input type="text" value="01.00.00"/>	<input type="text" value="Nacht"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Let op: Starttijd van een periode moet gelijk zijn aan Eindtijd van een voorgaande periode, en Starttijd van eerste periode moet gelijk zijn aan Eindtijd van laatste periode.

Individuele periodes moeten opeenvolgend zijn


 

Met de knop  (bovenaan rechts) kunt u een nieuwe periode invoeren door het beginuur en het einduur in te vullen, de periode ofwel een beknopde beschrijving, en of het een uurzone betreft voorafgaand aan de maaltijd. Om het dagboek te kunnen bevestigen moeten de uurzone's aan de volgende voorwaarden voldoen:



- het "Beginuur" van een periode moet samenvallen met het "Einduur " van de voorgaande periode,
- het "Beginuur" van de eerste periode moet samenvallen met het "Einduur " van de laatste periode,
- de afzonderlijke periodes moeten opvolgend zijn.


Iedere regel van de lijst eindigt met de knop  waarmee de periode gewist kan worden na bevestiging.

Glucometers

Klik op de knop  om het ingevoerde te bevestigen; als er geen fouten zijn opgetreden, verschijnt de volgende pagina waarmee u één of meerdere glucometers kunt koppelen aan de zojuist ingevoerde Patiënt.




Rechts op de pagina zijn alle glucometers aangegeven die de applicatie kan managen. Om een glucometer te koppelen aan de Patient moet deze aangeklikt worden op het woord 'selecteer' of op de knop . Op deze manier wordt de aangeklikte glucometer toegevoegd aan de lijst glucometers links op de pagina. Het is verplicht ook het serienummer aan te geven. In deze lijst kan eenzelfde meter meerdere malen voorkomen, maar hij moet een ander serienummer hebben voor elke gebruik ervan. Iedere regel van de lijst glucometers die aan de Patiënt zijn gekoppeld eindigt met de knop  waarmee de glucometer gewist kan worden na bevestiging. Aan de lijst beschikbare glucometers (lijst rechts) kunnen nieuwe glucometers worden toegevoegd door te klikken op 'selecteer' naast de glucometer die in het algemeen 'nieuw' wordt genoemd, en onderaan de lijst staat.

Om de koppeling definitief te maken, moet ook hier geklikt worden op de knop : de koppelingen worden definitief mits er geen fouten zijn aangetroffen.

Om de handeling te annuleren klikt u op de knop . De Patiënt zal dan gewoon geregistreerd staan met alle informatie die eerder werd ingevoerd, maar zal geen koppeling hebben naar een glucometer.

Funcities

De applicatie is gestructureerd in 4 verschillende secties. Deze worden hieronder beschreven van boven naar beneden:



Informaties

Nuttig om naar de Home Page terug te keren maar ook om toegang te krijgen tot Info, Help, Contact en Credits.

Top

Links kunt u de naam van de geselecteerde Patiënt aflezen waaraan alle informatie refereert die consulteerbaar is in de verschillende pagina's van de applicatie. Rechts staat de functie 'Updaten' waarmee u de Home Page kunt updaten.

Menu

Hiermee krijgt u toegang tot alle functies die in dit hoofdstuk worden beschreven. Iedere keer dat u er een selecteert krijgt de knop een witte ondergrond t.o.v. de andere die grijs blijven.

Werkgebied

Dit is het gebied waarin de gegevens worden weergegeven die in het Menu zijn selecteerd.

Patiënt




Met deze functie kunt u de informatie managen van de patiënten die in de applicatie zijn geregistreerd.


De pagina is opgedeeld in drie zones: het filter (bovenaan), de lijst met patiënten (in het midden), de toetsenbalk (onderaan).



The screenshot shows a patient management interface. At the top, there is a filter section with the following fields: Patient-ID, Voornaam, Naam, Diabetes type (dropdown menu), Behandeling (dropdown menu), Geboortedatum (calendar icon), and Leeftijd (two input boxes). Below the filter is a table with the following columns: ID, Patient, Geboortedatum, Type diabetes, Behandeling, and Leeftijd. The table contains 15 rows of patient data.



ID	Patient	Geboortedatum	Type diabetes	Behandeling	Leeftijd
az	Azzurri Luciano	16/08/1945	Type 1	Dieet	63
PROVA0004	BIANCHI VITTORIA	12/12/1913	Type 1	Dieet	95
PROVA002	Bianchi Chiara	12/02/1965	Type 1	Dieet	43
bianchi	Bianchi Ottavio	01/09/1943	Type 1	Dieet	65
COD000032	Bianchi Palmiro	23/10/1908	Type 1	Dieet	100
DVRAN46	Diveroli Anna	25/03/1950	Type 1	Dieet	58
PROVA0004	NERI OTTAVIANO	25/04/1996	Type 1	Dieet	12
PROVA0006	Neri Otello	12/02/1965	Type 1	Dieet	43
XXXXX004	Rossi Carlo	29/02/1988	Type 2	Andere	29
PROVA001	Rossi Marco	06/02/2003	Type 1	Dieet	5
Prova	Rossi Margherita	12/12/1918	Type 2	Acarbose	90
xxxxx1	Rossi Maria	10/08/1967	Andere	Acarbose	54

De lijst met Patiënten geeft voor elk van hen een aantal basisinformaties weer: hun ID, achternaam en naam, geboortedatum, type diabetes, behandeling, leeftijd.

Om een Patiënt te selecteren uit de lijst, klikt u op de knop  die aan het begin van elke regel staat. De corresponderende regel wordt groen.

De lijst met Patiënten wordt bepaald door de instellingen van het filter (grijze gedeelte bovenaan de pagina): alleen die patiënten die voldoen aan de gespecificeerde eigenschappen komen in de lijst. Om de lijst te updaten volgens de instellingen, klikt u op de knop .

Met de knop  in de toetsenbalk, kunt u de lijst met patiënten afdrukken. Met de knop  kunt u, na bevestiging, de geselecteerde Patiënt wissen.

Met de knoppen   kunt u de informatie van de geselecteerde Patiënt respectievelijk wijzigen en een nieuwe Patiënt invoeren. Beide knoppen geven toegang tot dezelfde pagina (zie: Toevoegen Patiënt).

Patiënt-ID: Datum aanmaak: 01/04/2008 Datum Modificatie: 11/06/2008

Naam:

Voornaam: Geslacht: Leeftijd: Geboortedatum (dd/MM/yyyy):

Wijzig Patient

Telefoon:
 Adres:
 Woonplaats:
 e-mail:

Mobiele telefoon:
 Postcode:
 Land:

Commentaar:

Indien u een wijziging aanbrengt in de pagina, wordt de informatie van de geselecteerde Patiënt weergegeven die in het systeem is opgeslagen; voegt u een nieuwe patiënt toe, dan wordt geen enkele informatie weergegeven. In beide gevallen ziet u onderaan de pagina twee knoppen: de knop  waarmee u de ingevoerde of de gewijzigde informatie kunt bevestigen, terwijl u met de knop  de huidige acties kunt annuleren.

Bloedglucose



Met deze functie kunt u de bloedglucosegegevens raadplegen van de Patiënt wiens naam links meteen onder het functiemenu staat weergegeven.

Binnen de pagina ziet u een sub-menu (rechts in de groene strook bovenaan), waarmee u toegang krijgt tot verschillende informatie over de bloedglucose.

Resultatenlijst

Met dit onderdeel van het menu kunt u de bloedglucose-informatie in beeld brengen in de vorm van een resultatenlijst.

Glucose (mg/dl) Resultaten lijst Resultaten dagboek Enkele controle

Hoog Niveau: Laag Niveau:

Datum	Tijd	Resultaat	Activiteit
16/06/2008	10.00.50	110	-
15/06/2008	11.38.22	113	-
14/06/2008	09.38.22	85	-
13/06/2008	11.38.22	72	-
11/06/2008	22.38.22	141	-
11/06/2008	14.38.22	35	-
11/06/2008	02.38.22	155	-
10/06/2008	08.38.22	99	-
09/06/2008	19.38.22	78	-
09/06/2008	07.38.22	139	Lunch
08/06/2008	20.38.22	135	-
08/06/2008	11.38.22	130	-

Datum:
 Tijd:
 Periode:
 Resultaat:
 Activiteit:
 Negeren:


Commentaar:


In het linker gedeelte van de pagina staat het dagboek met de bloedglucoseresultaten.

In rood zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde hoger is dan het hoge niveau; in blauw zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde lager is dan het lage niveau. In wit zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde ligt tussen het lage en het hoge niveau. De waarde van beide niveau's wordt weergegeven bovenaan links op de pagina.

Onderaan links, onder de resultatenlijst, staat het aantal aflezingen die in de lijst zijn aangegeven.

Naast ieder resultaat kan één van de volgende knoppen staan:

 geeft aan dat het resultaat met de hand is ingevoerd

 geeft aan dat het resultaat gelezen is door een instrument en vervolgens met de hand is gewijzigd

 geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een TXT file dat door de Dialogue software gegenereerd is

 geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een MenaDiab file

Rechts op de pagina staan de details van het in het dagboek geselecteerde resultaat, in een geheel gekleurde regel.: de kleur groen geeft aan dat het resultaat ligt tussen het lage en het hoge niveau; de kleur rood geeft aan dat het resultaat hoger is dan het hoge niveau en de kleur blauw geeft aan dat het resultaat lager is dan het lage niveau.

Onderaan de pagina vindt u de toetsenbalk waarmee u, van links naar rechts,



- een wijziging of invoering kunt bevestigen
- het geselecteerde resultaat kunt wissen, na bevestiging
- een nieuw resultaat kunt invoeren
- de resultaten kunt exporteren naar een excel file die liggen in de tijdspanne tussen de twee data die u ingeeft in de pop-up, die opent als u op de knop klikt
- het dagboek kunt afdrukken

Resultatendagboek


Met dit menugedeelte kunt u de bloedglucose-informatie in beeld brengen en managen in de vorm van een resultatendagboek, onderverdeeld volgens de uren (periode) waartoe zij behoren.




Bovenaan de pagina kunt u de hoge en lage niveau's aflezen, als ook de afwijking van de norm, het gemiddelde en het aantal resultaten. In dit deel van de pagina kunt u ook twee data instellen waarmee u een tijdspanne kunt definiëren: de resultaten in het dagboek moeten naar deze tijdspanne refereren.

Het dagboek kan er op twee manieren uitzien afhankelijk of u wel of niet het veld 'comprimeren' aanklikt. Om het

dagboek af te kunnen lezen volgens de instelling, moet u op de knop  klikken in de toetsenbalk onderaan de pagina. Rechts ervan staat de knop  waarmee u het dagboek kunt afdrucken.

Het dagboek beslaat het centrale gedeelte van de pagina. In de eerste kolom staan de data waarop de bloedglucosetest zijn afgenomen. Er zijn nog zes andere kolommen, elk voor een periode. Indien de dag van de Patiënt is opgedeeld in meer dan zes periodes, kunt u alleen de eerste zes periodes zien. De andere worden zichtbaar door op een van de twee knoppen  te klikken die u vindt bovenaan rechts en links van de titels van de kolommen met periodes.

Indien het dagboek in de compacte modus staat, wordt voor elke dag in de eerste kolom en voor elke periode het aritmetische gemiddelde van alle resultaten aangegeven van die dag in die periode.




Indien het dagboek echter in de niet-compacte modus staat, worden alleen de resultaten weergegeven. Dit brengt met zich mee dat in de data-kolom eenzelfde datum meerdere keren voorkomt.



Onafhankelijk van de dagboek-modus, worden onderaan in de pagina de afwijking van de norm aangegeven, als ook het gemiddelde en het aantal resultaten voor elke periode van de dag die in het dagboek staat.

Kwaliteitscontrole

Met dit menugedeelte kunt u de gegevens van de kwaliteitscontrole in beeld brengen en managen.



In het linkerdeel van de pagina staat de lijst met kwaliteitscontroles van de geselecteerde Patiënt wiens naam links staat af te lezen meteen meteen onder het functiemenu.

In rood zijn de resultaten van de kwaliteitscontrole weergegeven waarvan de waarde hoger is dan het hoge niveau; in blauw zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde lager is dan het lage niveau. In wit zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde ligt tussen het lage en het hoge niveau. De waarde van beide niveau's wordt weergegeven in het rechter deel van de pagina waar u alle details kunt raadplegen van de geselecteerde kwaliteitscontrole. De geselecteerde kwaliteitscontrole wordt aangegeven in een geheel gekleurde regel:

de kleur rood geeft aan dat het resultaat hoger is dan het hoge niveau en de kleur blauw geeft aan dat het resultaat lager is dan het lage niveau.

De controlelijst wordt bepaald door de instellingen van het filter (bovenaan links): alleen die gegevens die voldoen aan de gespecificeerde eigenschappen komen in de lijst. Het is bijvoorbeeld mogelijk de lijst met controles te beperken tot een bepaald instrument, door het type en serienummer te specificeren.

Onderaan links op de pagina staat het aantal resultaten van de lijst weergegeven.



Het onderste deel van de pagina bevat de toetsenbalk waarmee u, van links naar rechts:



- een wijziging of invoering kunt bevestigen
- de geselecteerde kwaliteitscontrole kunt wissen, na bevestiging
- alle geselecteerde kwaliteitscontroles kunt wissen, na bevestiging
- een nieuwe kwaliteitscontrole kunt invoeren
- de grafiek met de kwaliteitscontroles in beeld kunt krijgen. De grafiek alleen kan worden opgebouwd indien de kwaliteitscontroles van de lijst refereren aan een bepaald instrument of indien bovenaan links van de pagina een instrument is gekozen en een bepaald serienummer. De grafiek verschijnt in een pop-up.



Bovenaan in de pop-up staan twee data die de tijdspanne aangeven waartoe de kwaliteitscontroles moeten behoren die in de grafiek moeten komen te staan. IN principe geven de twee data een tijdspanne aan die overeenkomt met de laatste drie maanden. Deze data kunnen gewijzigd worden en de nieuwe grafiek

verkrijgt u door op de knop  te klikken onderin de pop-up. Bovenaan rechts staat de knop  waarmee u de grafiek kunt afdrukken.

- de lijst met kwaliteitscontroles kunt afdrukken

Report




Met deze functie kunt u grafieken maken vanaf de bloedglucosegegevens van de Patiënt wiens naam links is weergegeven meteen onder het functiemenu.

De pagina bevat een sub-menu (rechts in de groene strook bovenaan) waarmee u het type grafiek kunt kiezen dat u wilt.

Lijndiagram

Door dit menugedeelte te kiezen, kunt u de bloedglucoseresultaten in een lijndiagram raadplegen.



In de grafiek staan altijd twee lijnen, één in rood die het hoge niveau aangeeft en één in blauw die het lage niveau van de bloedglucose aangeeft.

Default hebben de resultaten in de grafiek betrekking op de laatste dertig dagen voorafgaand aan het laatste resultaat. De tijdsperiode waartoe de gegevens behoren kan gewijzigd worden door de data 'vanaf' en 'tot' te wijzigen. De tijdsperiode kan ook aangepast worden door een periode te kiezen in weken (veld onder het veld 'vanaf').

De gekozen tijdsperiode bepaalt de X-as van de grafiek, waarin de data zullen worden weergegeven van de dagen binnen de periode. De Y-as zal bepaald worden door de waarde van de bloedglucoseresultaten. Beide assen van de grafiek kunnen uitgebreid worden dankzij de knoppen ◀▶ onder de X-as en de knoppen ▲▼ links van de Y-as.

Van alle resultaten binnen de geselecteerde periode is het mogelijk een sub-totaal aan te maken binnen de grafiek. Bijvoorbeeld voor alleen die resultaten die tot een bepaalde periode behoren waarin de dag is verdeeld (veld 'periode').

Default worden de resultaten in de grafiek aangegeven met een zwarte punt. Door de muis op zo'n punt te leggen kan het uur en de dag worden afgelezen waarop het resultaat is behaald, naast ook de waarde ervan en de meeteenheid waarin hij is uitgedrukt.


Van alle resultaten kunt u diegene speciaal aangeven die verwijzen naar een bepaalde dag van de week. Bijvoorbeeld indien u alle resultaten wilt aangeven die verwijzen naar de maandag, moet u in het grijze gedeelte de dag MA selecteren


Rapport - Glucose (mg/dl)

Dagen


- Maan Woe Vrij Zon
 Dins Dond Zat Alle




en dan klikken op de knop  rechts in de grijze balk van de pagina. Zo verkrijgt u bijvoorbeeld de volgende grafiek.





In dit type grafiek kunt u de punten verbinden met een stippellijn. U hoeft hiervoor alleen maar te klikken op de knop



Bovendien kunt u twee lijndiagrammen met elkaar vergelijken uit twee verschillende periodes. Om de twee grafieken

te verkrijgen klikt u op de knop : in het linker deel van de grijze balk van de pagina verschijnen nog twee data op de plaats van de periode. De tweede grafiek verwijst naar de tijdspanne tussen deze twee data. Om

beide grafieken in beeld te krijgen en te kunnen vergelijken, klikt u op de knop . U krijgt dan bijvoorbeeld de volgende pagina te zien




Elke instelling die u kiest voor de grafieken betreffende de dagen, de uren of de verbinding van punten, zal worden toegepast op beide grafieken.



Door te klikken op de knop  kunt u de grafiek of grafieken die u op de pagina ziet, afdrukken.

Voorbeeld daggrafiek

Via dit menugedeelte kunt u de bloedglucoseresultaten raadplegen in een lijndiagram, waarin de periodes van de dag staan aangegeven.



In de grafiek staan altijd twee lijnen, één in rood die het hoge niveau aangeeft en één in blauw die het lage niveau van de bloedglucose aangeeft.

De X-as geeft de tijdspanne van 24 uur aan. Hierop zijn de uren aangegeven die de verschillende periodes bepalen waarin de dag is opgedeeld. Vandaar dat de grafiek is opgedeeld in verticale banen.

De Y-as wordt bepaald door de waarde van de bloedglucoseresultaten. Met de knoppen ◀▶ links van de as kunt u deze uitbreiden.

Default hebben de resultaten in de grafiek betrekking op de laatste dertig dagen voorafgaand aan het laatste resultaat. De tijdspanne waartoe de gegevens behoren kan gewijzigd worden door de data 'vanaf' en 'tot' te wijzigen. De tijdspanne kan ook aangepast worden door een periode te kiezen in weken (veld onder het veld 'vanaf').

Van alle resultaten binnen de geselecteerde periode is het mogelijk een sub-totaal aan te maken binnen de grafiek. Bijvoorbeeld voor alleen die resultaten die tot een bepaalde periode behoren waarin de dag is verdeeld (veld 'periode').


Default worden de resultaten in de grafiek aangegeven met een zwarte punt. Door de muis op zo'n punt te leggen kan het uur en de dag worden afgelezen waarop het resultaat is behaald, naast ook de waarde ervan en de meeteenheid waarin hij is uitgedrukt.


Van alle resultaten kunt u diegene speciaal aangeven die verwijzen naar een bepaalde dag van de week. Bijvoorbeeld indien u alle resultaten wilt aangeven die verwijzen naar de maandag, moet u in het grijze gedeelte de dag **Maa** selecteren

Rapport - Glucose (mg/dl)


Dagen

<input checked="" type="checkbox"/> Maan	<input type="checkbox"/> Woe	<input type="checkbox"/> Vrij	<input type="checkbox"/> Zon
<input type="checkbox"/> Dins	<input type="checkbox"/> Dond	<input type="checkbox"/> Zat	<input type="checkbox"/> Alle


en dan klikken op de knop  rechts in de grijze balk van de pagina. Zo verkrijgt u bijvoorbeeld de volgende grafiek.





In dit type grafiek kunt u de punten verbinden met een stippellijn. U hoeft hiervoor alleen maar te klikken op de knop



Bovendien kunt u twee lijndiagrammen met elkaar vergelijken uit twee verschillende periodes. Om de twee grafieken

te verkrijgen klikt u op de knop : in het linker deel van de grijze balk van de pagina verschijnen nog twee data op de plaats van de periode. De tweede grafiek verwijst naar de tijdspanne tussen deze twee data. Om

beide grafieken in beeld te krijgen en te kunnen vergelijken, klikt u op de knop . U krijgt dan bijvoorbeeld de volgende pagina te zien



Elke instelling die u kiest voor de grafieken betreffende de dagen, de uren of de verbinding van punten, zal worden toegepast op beide grafieken.

Door te klikken op de knop  kunt u de grafiek of grafieken die u op de pagina ziet, afdrukken.

Staafdiagram


Via dit menugedeelte kunt u de bloedglucoseresultaten raadplegen in een staafdiagram, een staaf voor elke dag van de week, en een taartpunt grafiek.



Default hebben de resultaten in de grafiek betrekking op de laatste dertig dagen voorafgaand aan het laatste resultaat. De tijdspanne waartoe de gegevens behoren kan gewijzigd worden door de data 'vanaf' en 'tot' te wijzigen. De tijdspanne kan ook aangepast worden door een periode te kiezen in weken (veld onder het veld 'vanaf').

Van alle resultaten binnen de geselecteerde periode is het mogelijk een sub-totaal aan te maken binnen de grafiek. Bijvoorbeeld voor alleen die resultaten die tot een bepaalde periode behoren waarin de dag is verdeeld (veld 'periode').

Het is ook mogelijk de grafiek te beperken tot alleen die resultaten die hoger zijn dan het hoge niveau, lager dan het lage niveau of die liggen tussen het minimum en maximum niveau (veld 'resultaten van').

Om de grafiek in beeld te krijgen die de laatste instellingen volgt, moet u op de knop  klikken die rechts in de grijze balk van de pagina staat.

Rechts in de grijze balk vindt u ook de knop  waarmee u de grafieken kunt afdrucken.

In de grijze balk staan bovendien het gemiddelde van de resultaten en hun afwijking van de norm, evenals de onderlinge verhouding tussen de gegevens in de grafiek en hun totale aantal.

Andere analyses



Met deze functie kunt u de informatie managen van de gegevens die door de applicatie herkend worden, met uitzondering van de bloedglucose en de hemoglobine waarden, van de geselecteerde Patiënt wiens naam af te lezen is links meteen onder het functiemenu. De applicatie herkent als gegevens alle analyses die geregistreerd staan in configuratie – analyse – analyse.

The screenshot shows the 'Andere gegevens' application window. On the left, there is a search bar and a filter menu. The filter menu is set to 'Alle' (All). Below the filter menu is a table with the following data:

Datum	Afkorting	Resultaat	Meeteenheid
11/08/2008	CRE	0.8	mg/dl
11/08/2008	CRE	1.1	mg/dl
11/08/2008	CRE	1.5	mg/dl
11/08/2008	CRE	0.5	mg/dl
11/08/2008	MON	10	%
11/08/2008	MON	4	%

On the right side of the window, there are input fields for 'Datum' (11/08/2008), 'Tijd' (09:20:08), 'Gegevens' (Creatinine), 'Resultaat' (0.8), 'Hoog Niveau' (1.2), 'Laag Niveau' (0.5), and 'Negeren' (Nee). There is also a 'Commentaar' text area.

Het linkerdeel van de pagina wordt bijna helemaal in beslag genomen door de resultatenlijst. Van elke analyse is alleen de datum, het datum-teken, het resultaat en de meeteenheid ervan weergegeven. De resultaten van de verschillende analyses kunnen in rood of blauw aangegeven worden. In rood als het het resultaat hoger ligt dan de hoge niveau voor de analyse, in blauw als het lager ligt dan de lage waarde voorzien voor de analyse. De lijst wordt bepaald door de instelling van het filter (bovenaan links) waarin alleen die analyses zijn opgenomen die voldoen aan de gevraagde eigenschappen. Bijvoorbeeld, u kunt de lijst beperken tot de resultaten van een enkel type door op het veld te klikken in het filter. In dit geval verschijnen meteen onder de analyse twee velden die aangeven respectievelijk het minimum niveau en het maximum niveau van de gekozen analyse.

The screenshot shows the 'Andere gegevens' application window with the filter menu set to 'Creatinine'. The filter menu now has two additional fields: 'Hoog niveau' (1.2) and 'Laag niveau' (0.5). The table below shows the filtered results:

Datum	Afkorting	Resultaat	Meeteenheid
11/08/2008	CRE	0.8	mg/dl
11/08/2008	CRE	1.1	mg/dl
11/08/2008	CRE	1.5	mg/dl
11/08/2008	CRE	0.5	mg/dl


The right side of the window remains the same as in the previous screenshot.

In het filter staat een tweede veld waarin u een opeenvolging van letters kunt invoeren. In dit geval zullen in de lijst alleen die analyses worden opgenomen die in hun datumteken de ingevoerde letter-opeenvolging hebben staan. Onderaan links op de pagina is het aantal van de in de lijst aanwezige resultaten weergegeven. Rechts in de pagina zijn alle informatie aangegeven over het geselecteerde resultaat, aangeduid in de lijst met een geheel gekleurde regel: rood als het resultaat hoger ligt dan het hoge niveau, blauw als het lager ligt dan het lage niveau, groen als het resultaat ligt tussen het lage en het hoge niveau.

Om een resultaat te kiezen klikt u op de knop ► aan het begin van de corresponderende regel. In het onderste deel van de pagina vindt u de toetsenbalk waarmee u, van links naar rechts,



- een wijziging of invoering kunt bevestigen
- het geselecteerde resultaat kunt wissen, na bevestiging
- alle geselecteerde resultaten kunt wissen, na bevestiging
- een nieuwe kwaliteitscontrole kunt invoeren
- een grafiek met de resultaten in beeld kunt krijgen die betrekking hebben op een tijdspanne die gespecificeerd is door twee data die u ingeeft in de pop-up, die opent als u op de knop klikt.



De grafiek kan alleen in beeld komen als de resultaten in de lijst van één enkel type analyse zijn.

- de resultatenlijst kunt afdrukken.

Configuratie




De configuratie maakt geen deel uit van de standaard functies: het betreft een gebied van de applicatie van waaruit u informatie kunt managen die wezenlijk is voor een correct gebruik en functioneren van de functies van de applicatie.

De te managen informatie is opgedeeld in vijf groepen:

- analyses
- Patiënt
- tijdsaanduidingen
- systeem

Analyses



De sectie 'Analyses' van het configuratiegebied omvat twee menufuncties 'meeteenheid' en 'Analyses'.






Meeteenheid

In 'meeteenheid' worden de meeteenheden gemanaged waarin de resultaten van de verschillende analyses zijn uitgedrukt.



De meeteenheden die al geregistreerd zijn worden per regel in een lijst weergegeven. Naast hun beschrijving staan twee knoppen. Door te klikken op de knop  wordt de meeteenheid gewist, na bevestiging; met de knop  kunt u de beschrijving wijzigen van de meeteenheid.


Bij het wijzigen dienen de knoppen aan het eind van de regel voor respectievelijk bevestigen  en wissen  van de wijziging.

Bovenaan rechts vindt u de knop  waarmee u een nieuwe meeteenheid kunt invoeren. De knoppen aan het eind van de regel hebben dezelfde functie als bij het wijzigen.

Binnen de meeteenheden zijn uitgezonderd mg/dl en mmol/l die altijd beschikbaar moeten zijn. Zij zitten reeds in de installatie van de applicatie en kunnen noch gewijzigd noch gewist worden.

Analyses

In 'Analyses' worden de analyses geconfigureerd waarvan u wilt dat de applicatie ze kan managen.



Het linkerdeel van de pagina wordt in beslag genomen door de lijst met reeds geconfigureerde analyses waarvan alleen enige basisinformatie wordt weergegeven. De analyse die u selecteert uit de lijst is met een groene regel aangegeven en alle informatie ervan vindt u terug op het rechterdeel van de pagina.

Als u een andere analyse kiest hoeft u alleen maar op de knop aan het begin van elke regel in de lijst.

Met de knoppen in het onderste deel van de pagina kunt u respectievelijk



de wijziging bevestigen van de informatie van de geselecteerde analyse of van de invoering



de geselecteerde analyse uit de lijst wissen na bevestiging



een nieuwe analyse invoeren

Patiënt

De sectie 'Patient' in het configuratiegebied omvat drie menufuncties: 'diabetes', 'type insuline' en 'behandeling'.







Diabetes


In 'Diabetes' worden de verschillende soorten diabetes gemanaged



De types diabetes die al geregistreerd zijn staan per regel in een lijst. Naast hun beschrijving staan twee knoppen.

Door te klikken op de knop  wordt het type diabetes gewist, na bevestiging; met de knop  kunt u de beschrijving wijzigen van het type diabetes.

Bij het wijzigen dienen de knoppen aan het eind van de regel voor respectievelijk bevestigen  en wissen  van de wijziging.

Bovenaan rechts vindt u de knop  waarmee u een nieuw type diabetes kunt invoeren. De knoppen aan het eind van de regel hebben dezelfde functie als bij het wijzigen.

Type insuline

In 'type insuline' wordt de informatie gemanaged omtrent de verschillende types insuline.



De pagina is gelijk aan die van de diabetes waardoor het gebruik volgens dezelfde regels gaat.

Behandeling

In 'behandeling' wordt de informatie gemanaged omtrent de verschillende behandelingen voor de diabetescontrole.



De pagina is gelijk aan die van de diabetes waardoor het gebruik volgens dezelfde regels gaat.

Tijdelijke Identificering

De sectie 'tijdelijke identificering' binnen het configuratiegebied omvat drie menufuncties 'gebeurtenissen, 'periodes' en 'tijdsplannen'.







Gebeurtenissen


In 'gebeurtenissen' worden de verschillende gebeurtenissen gemanaged die aan het aflezen van diabetes gekoppeld kunnen worden.



De gebeurtenissen die al geregistreerd zijn staan per regel in een lijst. Naast hun beschrijving staan twee knoppen.

Door te klikken op de knop  wordt de gebeurtenis gewist, na bevestiging; met de knop  kunt u de beschrijving wijzigen van de gebeurtenis.

Bij het wijzigen dienen de knoppen aan het eind van de regel voor respectievelijk bevestigen  en wissen  van de wijziging.


Bovenaan rechts vindt u de knop  waarmee u een nieuw type diabetes kunt invoeren. De knoppen aan het eind van de regel hebben dezelfde functie als bij het wijzigen.


Uitzondering is een sub-totaal van gebeurtenissen die altijd beschikbaar moeten zijn. Deze zijn reeds bij de installatie van de applicatie ingesteld en kunnen noch gewijzigd noch gewist worden.

Periodes



In 'periodes' worden de in uren uitgedrukte periodes (periodes) gemanaged waarin de dag is opgedeeld.

Start tijd	Eindtijd	Periode	Voor de maaltijd
01.00.00	08.00.00	Nacht	<input type="checkbox"/>
08.00.00	13.00.00	Ochtend	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00.00	16.00.00	Begin van de	<input type="checkbox"/>
16.00.00	20.00.00	Eind van de	<input checked="" type="checkbox"/>
20.00.00	23.00.00	Avond	<input type="checkbox"/>
23.00.00	01.00.00	Nacht	<input checked="" type="checkbox"/>

Met de knop  (bovenaan rechts) kunt u een nieuwe periode invoeren waarbij u het begin-uur en het eind-uur moet invullen, alsook de periode of een synthetische beschrijving en of het een periode betreft voorafgaand aan de

maaltijd. Zodra u één of meerdere periodes hebt ingevoerd moet u op de knop  klikken onderaan de pagina, om de invoering definitief te maken. Om te zorgen dat de opdeling van de dag geaccepteerd wordt moeten de uurperiodes aan de volgende voorwaarden voldoen:

- het "Begin-uur" van een periode moet samenvallen met het "Eind-uur" van de voorgaande periode,
- het "Begin-uur" van de eerste periode moet samenvallen met het "Eind-uur" van de laatste periode,
- de verschillende periodes moeten opeenvolgend zijn.

Iedere regel van de lijst met periodes eindigt met de knop  waarmee u de periode kunt wissen. Het wissen wordt pas definitief nadat u op de knop  hebt geklikt en als de nieuwe opdeling van de dag in periodes voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Tijdspannen


In 'Tijdspannen' wordt de informatie gemanaged omtrent de tijdspannen, uitgedrukt in weken, waarop de grafieken binnen de applicatie kunnen worden gemaakt.

Aantal weken
2
4
6
8

De pagina is gelijk aan die van de gebeurtenissen waardoor het gebruik volgens dezelfde regels gaat.

Systemeem

De sectie 'Systeem' van de configuratie omvat drie menufuncties: 'Taal', 'Parameters', 'Afdruk Config.'.




Taal


Als u de applicatie in een andere taal wilt gebruiken dan die welke al ingesteld staat, kunt u de gewenste taal kiezen uit een lijst.



Parameters

In deze menufunctie wordt de lijst met parameters weergegeven die nodig zijn om de applicatie correct te laten functioneren. Voor elke parameter is de identificatiecode aangegeven alsook de huidige waarde.



Alle parameters kunnen gelijktijdig gewijzigd worden, maar de wijzigingen worden pas definitief nadat u onderaan de pagina op de knop  hebt geklikt.

Afdrukconfiguratie

Vanaf deze menupagina kunt u aangeven welke afdrukken u default wilt instellen binnen de pagina met printfuncties.


Taal Parameters **Standaard Rapport Instellingen**

Glucose Resultaten
 Andere Resultaten

Glucose Dagboek
 Beperkt overzicht Uitgebreid overzicht

Lineaire Grafiek Dag Grafiek
 Staafdiagram Cirkeldiagram

Alle Huidige Patient
 Lijst met patienten

De afdrukconfiguratie wordt definitief nadat u onderaan de pagina op de knop  hebt geklikt.

Afdrukken



Vanuit een aantal pagina's van de applicatie kunt u afdrukken maken van grafieken of analyses.

Met de printerfunctie kunt u één of meerdere afdrukken tegelijkertijd uitvoeren.

Vanaf deze pagina kunt u afdrukken maken van

- bloedglucoseresultaten voor zover afdrukbaar uit de resultatenlijst binnen de menufunctie bloedglucose
- andere resultaten voor zover afdrukbaar binnen de menufunctie andere analyses
- het bloedglucose dagboek voor zover afdrukbaar uit de dagboekresultaten binnen de menufunctie bloedglucose.

Glucose Dagboek

Beperkt overzicht Uitgebreid overzicht

Indien deze afdruk gevraagd wordt kunt u kiezen uit compact beeld of uitgebreid beeld die overeenkomen met respectievelijk het dagboek wanneer de modus comprimeer is gekozen (default) of niet.


- de grafieken: lijngrafiek, daggrafiek, staafdiagram, taartpunt-diagram; onderaan de pagina staat een grijze balk van waaruit de eigenschappen van de grafieken aangegeven kunnen worden (zie: report)

De gevraagde afdrukken hebben default betrekking op de geselecteerde Patiënt wiens naam is weergegeven links meteen onder het functiemenu. U ziet dan dat op de pagina meteen voor de grijze balk is geselecteerd de gekozen: 'huidige Patiënt'.

Alle Huidige Patient

Lijst met patienten

Indien u afdrukken wilt voor alle Patiënten die in de applicatie geregistreerd zijn, klikt u op 'Alle' exclusief t.o.v. de 'Huidige Patiënt'. In geval u 'Allen' selecteert is het mogelijk een lijst van Patiënten te printen. U klikt dan op 'Lijst patiënten' onder 'Allen'.

Om af te drukken klikt u op de knop  onderaan de pagina. ▶



A.MENARINI
diagnostics

